

SUTURA MENISCAL SRM

LA SUTURA SRM HA SIDO DISEÑADA PARA LA REPARACIÓN VÍA ARTROSCÓPICA DE LOS MENISCOS. CONSISTE EN UNA SUTURA 2-0 ULTRA RESISTENTE CON AGUJAS DE 250MM DE LARGO EN AMBAS PUNTAS. ESTAS DIMENSIONES DE LAS AGUJAS SON LAS ÓPTIMAS PARA EL TRABAJO A TRAVÉS DE CÁNULAS DE ARTROSCOPIA. LA SUTURA ULTRA RESISTENTE OFRECE UN DESLIZAMIENTO SUAVE, MÁXIMA ESTABILIDAD Y BAJO PERFIL DE NUDOS.

> COD. 0105-000 SUTURA USP 2-0 / METRIC 3 (0.3mm) SUTURA TIPO FIBER (UHMWPE)

